

Quick Start Guide for Porter Midas™ Flowmeter and eAVS

1. Uso/scopo previsto

Il flussometro Midas è destinato all'uso come sistema a flusso continuo per la somministrazione di una miscela di Protossido d'Azoto (N₂O) e Ossigeno (O₂) a un paziente cosciente e in grado di respirare spontaneamente. Quando viene usato con l'interruttore automatico elettronico del vuoto (eAVS), il flussometro Midas permette di controllare la flusso di evacuazione dei gas analgesici di scarto espirati.

2. Controlli preliminari

Il flussometro Midas e l'eAVS opzionale hanno una durata prevista di almeno 10 anni con una corretta manutenzione. Il flussometro Midas e l'eAVS opzionale richiedono una corretta manutenzione, controlli preliminari e revisioni. Si raccomanda di restituire il dispositivo al produttore per la manutenzione ogni 2 anni. Dopo 10 anni, i dispositivi potrebbero necessitare di ulteriore manutenzione e/o sostituzione di componenti. Se un controllo preliminare non va a buon fine, potrebbe essere necessario richiedere l'intervento del produttore; fare riferimento ai test di seguito. Una notifica di avvio durante la diagnostica di bordo può indicare la necessità di una revisione da parte del produttore; fare riferimento alle istruzioni complete per l'uso, FM-1496, Sezione 4.3.

Per le istruzioni sul corretto smaltimento dei dispositivi al termine della vita utile, vedere la Sezione 8 del presente documento.

Controllo	Frequenza
Ispezionare il flussometro Midas, i tubi, i raccordi e le connessioni per verificare che non vi siano danni o usura che abbiano causato o possano causare perdite.	Prima di ogni utilizzo
Controllo guasti del failsafe	Ogni giorno
Controllo guasti N ₂ O	Ogni giorno
Test di erogazione del flusso indicato	Ogni giorno
Test di erogazione della percentuale (%) indicata	Ogni giorno
Test del flush di O ₂	Ogni giorno
Controllo eAVS	Ogni giorno
Test della valvola di non ritorno	Una volta al mese
Test della valvola di ingresso dell'aria di emergenza	Una volta al mese

Nota – Per eseguire questi test, sono necessarie bombole di gas o valvole di intercettazione dell'alimentazione per impedire l'erogazione dei gas al dispositivo. Non è consigliabile tentare di eseguire questi test con il gas fornito da un impianto centralizzato senza un meccanismo di intercettazione locale.



AVVERTENZA – Una corretta ispezione e manutenzione di questo dispositivo è essenziale per evitare perdite di gas. Tutti i tubi, i raccordi e le connessioni devono essere ispezionati regolarmente e tutte le perdite devono essere riparate immediatamente.



AVVERTENZA – Se il controllo preliminare non può essere eseguito con successo, non utilizzare il dispositivo e contattare il distributore.



AVVERTENZA – Non modificare questa apparecchiatura senza l'autorizzazione del produttore.



AVVERTENZA – Non utilizzare o sostituire alcun componente o accessorio, ad eccezione di quelli specificati nelle presenti istruzioni per l'uso e nella guida all'installazione.

Controllo guasti del failsafe:

1	Accendere il flussometro Midas.
2	Tenere premuto il pulsante di avvio per 1 secondo.
3	Portare la percentuale di miscela al 50%.
4	Disattivare l'alimentazione di O ₂ al flussometro mediante una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • Chiudere la valvola della bombola di O₂ • Chiudere la valvola d'intercettazione nella linea di alimentazione del gas O₂.
5	Quando il gas si esaurisce, osservare quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • Viene visualizzata la notifica di mancata erogazione di O₂ • Il flusso di N₂O si interrompe • Viene emesso un segnale acustico.

Indicated Percentage (%) Delivery Test:

1	Accendere il flussometro Midas e controllare l'impostazione della flusso e della percentuale massima di N ₂ O o della percentuale minima di O ₂ .
2	Tenere premuto il pulsante di avvio per 1 secondo.
3	<ul style="list-style-type: none"> a) Per il controllo N₂O, premere e trascinare il pulsante della percentuale di miscela fino al limite superiore consentito; non deve essere possibile impostare la percentuale oltre il limite superiore. b) Per il controllo dell'O₂, premere e trascinare il pulsante della percentuale di miscela fino al limite inferiore consentito; non deve essere possibile impostare la percentuale al di sotto del limite inferiore.

6	Riavviare l'alimentazione di O ₂ . Il flussometro deve tornare a funzionare normalmente. L'allarme può continuare a suonare per un massimo di 5 secondi dopo il ripristino della pressione del gas.
7	Se i display non mostrano le informazioni corrette o l'allarme non suona, contattare il distributore autorizzato per l'assistenza e la risoluzione dei problemi.

4	Il riquadro della percentuale di miscela deve visualizzare una notifica riguardante la percentuale massima/minima consentita.
5	Se i display non mostrano le informazioni corrette, contattare il distributore autorizzato per l'assistenza e la risoluzione dei problemi.

Test di erogazione del flusso indicato

1	Accendere il flussometro Midas.
2	Tenere premuto il pulsante di avvio per 1 secondo.
3	Portare la percentuale di O ₂ al 100%.
4	Premere e trascinare il pulsante del flusso totale per ridurre la flusso a 1,0 l/min; non deve essere possibile trascinarlo al di sotto di 1 l/min.
5	Il riquadro Flusso totale dovrebbe visualizzare una notifica che indica che la flusso totale minima è di 1,0 l/min.
6	Se i display non mostrano le informazioni corrette, contattare il distributore autorizzato per l'assistenza e la risoluzione dei problemi.

Controllo guasti N₂O:

1	Accendere il flussometro Midas.
2	Tenere premuto il pulsante di avvio per 1 secondo.
3	Portare la percentuale di miscela al 70% di N ₂ O o al 30% di O ₂ (a seconda del modello).
4	Interrompere l'alimentazione di gas N ₂ O al flussometro.
5	Quando il gas si esaurisce, osservare quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> Viene visualizzata la notifica di mancata erogazione di N₂O Viene emesso un segnale acustico Il 100% di O₂ fluisce alla flusso totale corrente.
6	Riavviare l'alimentazione di N ₂ O. Il flussometro deve tornare a funzionare normalmente. L'allarme può continuare a suonare per un massimo di 5 secondi dopo il ripristino della pressione del gas.
7	Se i display non mostrano le informazioni corrette o l'allarme non suona, contattare il distributore autorizzato per l'assistenza e la risoluzione dei problemi.

Test della valvola di non ritorno:

1	Spegnere il flussometro premendo il pulsante di accensione/spegnimento .
2	Collegare un circuito respiratorio all'unità di connessione della sacca respiratoria. Scollegare la maschera nasale dal resto del circuito respiratorio. Fare riferimento alla Sezione FM-1496 per identificare il raccordo a T e le sue caratteristiche.
3	Soffiare nella linea di inalazione di un circuito respiratorio di prova; la sacca respiratoria non deve gonfiarsi.
4	Se la sacca respiratoria si gonfia, contattare il distributore autorizzato per l'assistenza e la risoluzione dei problemi.

Test del flush di O₂:

1	Accendere il flussometro Midas.
2	Tenere premuto il pulsante Flush O₂ .
3	Verificare che la sacca respiratoria si gonfi rapidamente.
4	Se la sacca respiratoria non si gonfia rapidamente, contattare il distributore autorizzato per l'assistenza e la risoluzione dei problemi.

Controllo eAVS

1	Assicurarsi che l'eAVS sia collegato a una fonte di vuoto.
2	Assicurarsi che non vi sia un tubo del vuoto collegato alla porta della maschera sull'eAVS. Fare riferimento a FM-1496 per identificare la porta della maschera
3	Accendere il flussometro Midas.
4	Tenere premuto il pulsante di avvio per 1 secondo.
5	Creare una tenuta posizionando la mano sulla porta della maschera dell'eAVS; si dovrebbe sentire un risucchio sulla mano.
6	Se non si avverte il risucchio sulla mano, contattare il distributore autorizzato per l'assistenza e la risoluzione dei problemi.

Test della valvola di ingresso dell'aria di emergenza

1	Spegnere il flussometro premendo il pulsante di accensione/spegnimento .
2	Collegare un circuito respiratorio all'unità di connessione della sacca respiratoria. Scollegare la maschera nasale dal resto del circuito respiratorio. Fare riferimento alla Sezione FM-1496 per identificare il raccordo a T e le sue caratteristiche.
3	Rimuovere il sacco di respirazione dal raccordo a T e creare una tenuta posizionando la mano sulla porta del sacco sul raccordo a T.
4	Inspirare attraverso un circuito respiratorio di prova. Con la sacca respiratoria tappata o vuota, la valvola di aspirazione dell'aria deve aprirsi, consentendo di respirare l'aria ambiente.
5	Se non si riesce a respirare l'aria ambiente, contattare il distributore autorizzato per l'assistenza e la risoluzione dei problemi.

3. Istruzioni per l'impostazione

3.1. Configurazione delle impostazioni di percentuale e flusso dei gas

1	Premere il pulsante Impostazioni (1). Appare la schermata Impostazioni. Premere % gas e flusso per visualizzare la schermata delle impostazioni di percentuale e flusso dei gas.	
2	Selezionare la percentuale massima di Protossido d'Azoto (2). Nota – La percentuale di gas massima assoluta consentita è impostata in fabbrica.	
3	Premere i pulsanti + e – per regolare la flusso di O₂ iniziale (litri al minuto) (3). Si tratta della flusso iniziale di O ₂ all'avvio di una procedura.	
4	Selezionare Incremento % gas (4). L'opzione di incremento minore consente una regolazione più precisa della miscela dei gas.	
5	Selezionare Incremento flusso (5). L'opzione di incremento minore consente una regolazione più precisa della flusso.	
6	Il pulsante Ripristina (6) consente di riportare tutte le impostazioni ai parametri di fabbrica.	

3.2. Configurazioni

1	Premere il pulsante Impostazioni (1). Appare la schermata Impostazioni. Premere Configurazioni per visualizzare la sezione Configurazioni.	
2	Attivare il Bluetooth (2) se si utilizza l'app Porter Midas per monitorare e controllare il flussometro con un Apple iPad. Vedere la Sezione 3.5. Configurazione dell'iPad e istruzioni per l'impostazione e il funzionamento del flussometro Midas utilizzando l'app Porter Midas.	
3	Selezionare la lingua appropriata per il display del touchscreen (3).	
4	OPERAZIONE FACOLTATIVA – Abilitare l'opzione Attivazione PIN Protossido d'Azoto (4). Se è stata selezionata questa opzione di sicurezza tramite PIN per somministrare N ₂ O, inserire un PIN di quattro cifre (5) e premere la freccia per salvarlo (6).	

3.3. Configurazione delle impostazioni della data e dell'ora

1	Premere il pulsante Impostazioni . Appare la schermata Impostazioni. Selezionare Ora e data per visualizzare la sezione Ora e data.	
2	Premere Ora e data (1).	
3	Selezionare il formato della data (2).	
4	Inserire la data corrente (3).	
5	Selezionare il formato dell'ora (4).	
6	Inserire l' ora corrente (5).	
7	Selezionare AM/PM (6) (se applicabile).	

4. Istruzioni per l'uso del flussometro





AVVERTENZA – Per ridurre il rischio di scosse elettriche o interferenze elettromagnetiche:

- Il sistema deve essere dotato di messa a terra.
- Non usare cavi di alimentazione danneggiati.
- Non usare il dispositivo con un cavo di prolunga.

1	Premere il pulsante di accensione e tenerlo premuto per 0,5 secondi per accendere il dispositivo.	
2	Posizionare il circuito respiratorio sul paziente seguendo le istruzioni fornite con il circuito.	
3	Premere il pulsante di avvio per 1 secondo. Nota – questo pulsante diventa il pulsante di arresto .	
4	Il flusso di O₂ al 100% (1) si avvia alla flusso iniziale preconfigurata (2).	

<p>5</p>	<p>Se si utilizza l'eAVS:</p> <p>a) Premere il pulsante Aspirazione (2). Viene visualizzata la schermata Aspirazione.</p> <p>b) Premere i pulsanti + o - (3) per regolare la flusso in eAVS. Sullo schermo viene visualizzata la flusso attuale.</p> <p>Nota – Mantenere la flusso all'interno dell'intervallo consigliato indicato sullo schermo.</p>	
<p>6</p>	<p>Dal touchscreen, premere i pulsanti + o - (4) per impostare la percentuale di miscela appropriata (% Ossigeno o % Protossido d'Azoto).</p> <p>In alternativa, si può anche premere e trascinare il cursore (5).</p> <p>Nota – Se è stato impostato un PIN, inserirlo per modificare la percentuale di gas (6).</p>	
<p>7</p>	<p>Premere i pulsanti + o - (7) per impostare la flusso appropriata in litri al minuto. In alternativa, si può anche premere e trascinare il cursore (8).</p>	
<p>8</p>	<p>Le barre Flusso (l/min) di N₂O e O₂ (9) mostrano le portate attuali.</p>	
<p>9</p>	<p>Durante la procedura paziente, monitorare (e regolare se necessario) la miscela e la flusso dei gas e la flusso dell'aspirazione.</p>	
<p>10</p>	<p>Tenere premuto il pulsante Recupero O₂ (10) per 1 secondo per interrompere il flusso di N₂O ed erogare il 100% di O₂ alla flusso attuale. Dopo 5 minuti, il timer lampeggerà ed emetterà un segnale acustico, che successivamente si ripeterà a intervalli di 1 minuto. Regolare la flusso di O₂ con i pulsanti + e - (11) come necessario.</p>	

<p>11</p>	<p>Tenere premuto il pulsante Stop (12) per 2 secondi per interrompere il flusso dei gas al termine della procedura.</p>	
<p>12</p>	<p>Nota – Se il pulsante Stop viene tenuto premuto per 2 secondi durante il flusso di N₂O e O₂, l'operatore deve confermare nella finestra pop-up se interrompere l'erogazione di gas miscelato o continuare il flusso.</p>	
<p>13</p>	<p>Se necessario, tenere premuto il pulsante Flush O₂ (14) per somministrare al paziente O₂ al 100%. Una volta rilasciato questo pulsante, l'erogazione di gas N₂O/ O₂ torna alla miscela precedentemente impostata.</p> 	
<p>14</p>	<p>Al termine della procedura, somministrare O₂ al 100%. Rimuovere il circuito respiratorio dal paziente e smaltirlo o pulirlo secondo le istruzioni per l'uso del circuito.</p>	
<p>15</p>	<p>Nelle configurazioni con alimentazione tramite bombole, chiudere sempre le valvole delle bombole di O₂ e N₂O onde evitare di svuotarle involontariamente.</p>	
<p>16</p>	<p>Al termine della procedura o della giornata (dopo l'ultimo paziente), premere il pulsante di accensione (15)  per 2 secondi per spegnere il display.</p>	

5. Cleaning

Il flussometro Midas e l'eAVS opzionale devono essere puliti tra un utilizzo e l'altro per evitare la diffusione di infezioni. La pulizia del dispositivo è stata convalidata con le salviette germicide Super Sani-Cloth™.

AVVERTENZA – La seguente avvertenza si applica al dispositivo e a tutti i suoi componenti e accessori:



- Non spruzzarvi sopra direttamente sostanze disinfettanti.
- Non immergere in acqua, prodotti igienizzanti, soluzioni detergenti o altri liquidi.
- Non igienizzare o pulire l'interno dei raccordi, dei tubi di alimentazione del gas o delle porte di collegamento.
- Assicurarvi sempre che il dispositivo e i suoi componenti e accessori siano completamente asciutti prima dell'uso.

1	Scollegare e smaltire eventuali circuiti respiratori monouso e/o maschere nasali monouso (se collegati). Per la pulizia dei circuiti respiratori e/o delle maschere nasali riutilizzabili, consultare le Istruzioni per l'uso del circuito respiratorio.
2	Con un panno germicida Super Sani-Cloth™ o un prodotto equivalente, pulire accuratamente il flussometro Midas fino a rimuovere tutto lo sporco visibile. Pulire con particolare cura l'intera interfaccia del display, poiché si tratta dell'area del dispositivo più toccata. Si può usare uno spazzolino a setole morbide per staccare detriti difficili da rimuovere. Nota – Se si utilizza l'unità di connessione della sacca respiratoria e/o l'eAVS, assicurarsi di seguire la stessa procedura per la pulizia di questi accessori.
3	Con un panno germicida Super Sani-Cloth™ o un prodotto equivalente, pulire accuratamente i tubi di alimentazione del gas e i raccordi fino a rimuovere tutto lo sporco visibile. Non pulire l'interno dei tubi o dei raccordi per evitare che i detergenti si depositino nel percorso di respirazione del dispositivo.
4	Inumidire un panno privo di lanugine con acqua di rubinetto e rimuovere i residui di detergente dal touchscreen Midas dopo il tempo di applicazione previsto.
5	Il connettore della sacca respiratoria , il connettore del circuito respiratorio e la valvola di aspirazione dell'aria di emergenza non devono essere esposti ai detergenti o strofinati per evitare che l'umidità penetri nel dispositivo. Evitare di strofinare e applicare detergenti all'interno dei connettori e della valvola.

6. Safety Information



AVVERTENZA – Questo prodotto contiene piombo e composti del piombo, sostanze chimiche note nello Stato della California come causa di tumori. Per maggiori informazioni: www.P65Warnings.ca.gov



AVVERTENZA – Questo prodotto contiene ftalati/DEHP e sostanze SVHC, CMR ed EDC in quantità superiore allo 0,1% peso per peso della composizione del materiale. Per maggiori informazioni, comprese le misure precauzionali per i pazienti a rischio, fare riferimento alla Sezione 5. Rischi residui dei materiali.



AVVERTENZA – Non usare questo dispositivo per la somministrazione di anestesia generale oppure come parte di un sistema di somministrazione di anestesia generale o unitamente a un tale sistema.



AVVERTENZA – Il flussometro Midas non è destinato all'uso durante un esame di risonanza magnetica e non è stato valutato per la sicurezza e la compatibilità in un ambiente di risonanza magnetica. La sicurezza del flussometro Midas in un ambiente di risonanza magnetica non è nota, ma a causa della presenza nel dispositivo di materiali che possono essere ferromagnetici, il flussometro Midas deve essere considerato "non sicuro per la risonanza magnetica" e deve essere tenuto fuori dalle sale in cui si trovano le apparecchiature RM.



ATTENZIONE – Prestare attenzione quando si utilizzano il flussometro Midas e l'eAVS in prossimità di dispositivi elettromagnetici (ad es. apparecchiature per la diatermia e l'elettrocauterizzazione), poiché le interferenze di questi dispositivi potrebbero causare un malfunzionamento del flussometro o dell'eAVS.



AVVERTENZA – Il personale esposto all' N_2O può subire effetti nocivi. È responsabilità dell'operatore sanitario usare tecniche corrette, ad esempio per l'aspirazione, la ventilazione del locale, la manutenzione del sistema e la compliance del paziente al fine di ridurre tale esposizione (l'ACGIH raccomanda un valore limite di soglia di 50 parti per milione su una media ponderata nel tempo di 8 ore).



AVVERTENZA – Il flussometro Midas e l'eAVS opzionale sono utilizzati per la somministrazione di Ossigeno (O_2). Pertanto, quando vengono usati insieme a dispositivi che producono energia (come laser, fonti di radiofrequenza o altre fonti di calore), l'operatore deve attenersi alle istruzioni per l'uso di tali dispositivi onde evitare la combustione di materiali infiammabili.



AVVERTENZA – L'operatore deve osservare il paziente per evitare una sedazione eccessiva in caso di malfunzionamento del failsafe dell'Ossigeno o di linee invertite. Se un paziente diventa eccessivamente sedato durante la somministrazione di O₂ al 100%, rimuovere immediatamente la maschera e incoraggiare la respirazione con la bocca. Questo è indice di un malfunzionamento del failsafe o di linee incrociate. In questo caso, erogare solo O₂ puro da una fonte indipendente.



AVVERTENZA – Usare sempre gas puliti, asciutti e di tipo medico e non oliare o ingrassare mai alcuna parte del dispositivo.



AVVERTENZA – Nel caso di strutture con alimentazione centralizzata, la connessione corretta delle linee di distribuzione dei gas è un fattore essenziale per la sicurezza dei pazienti. È infatti responsabilità ultima dell'operatore assicurarsi che le linee non siano state invertite. Secondo le linee guida NFPA 99, l'installatore certificato dell'impianto gas medicali e il verificatore devono fornire documentazione scritta a riprova che tutte le linee di distribuzione dei gas sono state collegate correttamente e che tutti i punti di utilizzo dell'impianto sono stati collaudati prima dell'uso. Prima di utilizzare il sistema, è importante che l'operatore verifichi con un proprio test che tutte le linee di distribuzione dei gas siano collegate correttamente.



AVVERTENZA – Le apparecchiature portatili di comunicazione a radiofrequenza (incluse eventuali periferiche come antenne esterne e cavi, ma esclusi i telefoni cellulari) devono essere usate a una distanza da qualsiasi componente del flussometro Midas e dall'eAVS che non sia inferiore a 2 metri. In caso contrario, le prestazioni del dispositivo potrebbero risultare compromesse.

7. Controlli di sicurezza consigliati

Il flussometro Midas contiene componenti software e si avvale di connessione Bluetooth (BLE 5.2) per consentire l'uso dell'app Porter Midas. Per garantire un'adeguata sicurezza, è necessario applicare le migliori pratiche nell'utilizzo del dispositivo e delle funzioni remote opzionali. Di seguito sono riportate le azioni consigliate per garantire il mantenimento dei controlli di sicurezza del dispositivo durante l'uso.

- Assicurarsi che l'accesso al flussometro Midas sia sempre monitorato per evitare la manomissione del dispositivo o delle sue interfacce.
- Prima di installare e utilizzare l'app Porter Midas (opzionale), prendere dimestichezza con le funzioni di sicurezza dell'Apple iPad all'indirizzo seguente: <https://support.apple.com/guide/ipad/use-built-in-privacy-and-security-protections-ipad9ae59af9/16.0/ipados/16.0>
- Adottare misure consone a impedire l'accesso non autorizzato all'iPad quando si utilizza l'app Porter Midas, ad esempio richiedere il codice di accesso e/o il Face ID per lo sblocco dell'iPad e attivare la funzione di blocco automatico.
- Monitorare le prestazioni dell'app Porter Midas per rilevare eventuali cambiamenti inattesi. Segnalare immediatamente qualsiasi comportamento anomalo al rappresentante del distributore.
- Prendere dimestichezza con l'icona dell'app Porter Midas e non scaricare dall'App Store di Apple nessuna applicazione dall'aspetto simile all'app Porter Midas.
- Assicurarsi che sull'iPad sia installata la versione più recente dell'app Porter Midas. Dopo un aggiornamento dell'app Porter Midas o dell'iPadOS verificare il corretto funzionamento dell'applicazione per confermare la compatibilità e l'installazione.
- Dopo il download e l'installazione iniziali, l'app Porter Midas non utilizza (né richiede) la connessione a Internet, Wi-Fi o cellulare, per supportare le sue funzionalità.

La distinta base del software (SBOM) per il flussometro Midas include il software sviluppato dal fornitore (come il bootloader e i driver) con informazioni note sulla cybersecurity. Non esistono altri componenti SBOM progettati e sviluppati da Parker Hannifin. Le informazioni sui singoli componenti e le informazioni SBOM possono essere rese disponibili su richiesta. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante del distributore.

8. Smaltimento



A I termine del ciclo di vita o quando necessario, il dispositivo e i suoi componenti elettrici/elettronici devono essere riciclati o smaltiti secondo le normative locali e nazionali e separati dai rifiuti urbani. In alternativa, il dispositivo e i suoi componenti elettrici/elettronici possono essere restituiti a Parker / Porter per il riciclaggio.



9. Representation

	Produttore con responsabilità legale	Parker Hannifin Corporation Precision Fluidics Division 245 Township Line Road Hatfield, PA 19440 USA Ufficio: +1 215 723 4000
	Rappresentante autorizzato nell'Unione Europea	EMERGO Europe Westervoortsedijk 60 6827 AT Arnhem, Paesi Bassi Tel.: +31 70 345 8570
	Marchio di conformità europea (CE)	Osservanza della valutazione di conformità del sistema di gestione della qualità e della documentazione tecnica ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, Allegato IX, Capitoli I e III.



Per scaricare le Istruzioni per l'uso, visitare il sito <https://www.porterinstrument.com/dental-support>, scorrere verso il basso fino alla sezione Resources (Risorse) e scegliere "Flowmeters" (Flussometri) dal menu a discesa nel riquadro "Product Downloads" (Download prodotti).

Per istruzioni complete e informazioni sulla sicurezza, fare riferimento al documento FM-1496.

